第31回IHE勉強会(初級編)in東京

医療情報の地域連携のキーポイント

中島 隆 富士フイルム株式会社 (日本IHE協会 放射線技術委員会 委員長)




本日の目標

- 診療や検査の情報を、施設間で移動させる為の、 手段の一例を知ること
- 30分後までに、この二つの用語を覚えること
 - > IHE/PDI
 - > SS-MIX
- なお. . .
 - ▶ 後で調べられるように情報のリンク先を示す
 - ▶ 中級編などに繋げられる内容とする
 - ▶「重要」と「ご参考」のポイントには印をつける



医療情報を施設間で移動?





本日の内容

- 可搬媒体:IHE/PDI
 - Portable Data for Imaging
 - ➤ DICOM画像などをCDなど可搬媒体に入れるルール
 - ▶ キーワード: 技術的・運用上の課題、合意事項、チェックツール
- ●標準形式の医療情報:SS-MIX
 - > Standardized Structured Medical record Information eXchange
 - **▶**「厚生労働省電子的診療情報交換推進事業」
 - ▶ 医療情報の電子化・標準化に向けた啓発活動の一環として、 具体化したパッケージウェアの普及を行う
 - ▶ キーワード:標準化ストレージ



IHE/PDI





PDI: Portable Data for Imaging

- PDI統合プロファイルは、可搬媒体による画像関連情報を交換する仕組みを規定する
- 目的として、画像及び報告書を確実に交換し参照できるようにすることを狙う
- 画像や報告書は、基本的にDICOM形式である
- とりあえず、可搬媒体はCD-Rメディアに限定する
 - ▶ 規格上は、DVDやUSBも対象になっている
 - ➤ 世界で27社、DVD4社、USB1社 (IHE Product Registry より)





可搬媒体のDICOM規格



- DICOM規格は20parts(実質18parts)で構成される
- その中に可搬媒体の規定がある
 - ▶ Part10 : Media Storage and File Format for Media Interchange 可搬媒体上の論理的なファイルフォーマットを定義
 - ➤ Part11 : Media Storage Application Profiles モダリティ毎のデータの内容を定義
 - Part12 : Media Formats and Physical Media for Media Interchange

可搬媒体毎の物理的なフォーマットを定義



Official Site: ftp://medical.nema.org/medical/dicom/2011/

Editor's Site: http://www.dclunie.com/dicom-status/status.html



可搬媒体規格に対する課題(一例)

- DICOM環境がなければ中身を見れない
 - ▶ Part10-12の規格を解釈できるソフトウェアが必要
 - ➤ 提供側はCD-Rを渡す先の環境が分からない
 - ➤ 受領側はCD-Rを見るために、DICOM環境を準備するのか
- せっかくだから、DICOM以外のデータも入れたい
 - ➤ DICOM形式ではないデータも一緒にCDに入れたい 診療情報等の文字情報や臨床検査の数字情報など
 - ▶ CD-Rだから入れられなくはないけど、ルールは必要





そこで、PDI

● Web参照オプション


- ▶ 参照のためのDICOM環境は要らない
- ➤ Webブラウザで画像を表示できる仕組みを提供する
- ▶ PCの世界では一般的なXHTMLとJPEGで構成される
- DICOMではない情報の格納オプション
 - ➤ 非DICOM情報を格納する為のフォルダを提供する
 - とりあえず、格納場所は定めた
- DICOMビューア格納オプション
 - ➤ DICOMデータを表示するアプリケーションを媒体上に格納する





PDIが定めるCD-R上の構造







PDIの位置付け



- 厚労省標準規格:厚労省が定めた保健医療情報分野の標準規格
- 平成22年3月31日厚生労働省医政局長通知「保健医療情報 分野の標準規格として認めるべき規格について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/02.pdf

- ・HS001 医薬品HOTコードマスター
- -HS005 ICD10対応標準病名マスター
- •HS007 患者診療情報提供書及び電子診療データ提供書(患者への情報提供)
- ·HS008 診療情報提供書(電子紹介状)
- ・HS009 IHE統合プロファイル「可搬型医用画像」およびその運用指針
- ・HS010 保健医療情報-医療波形フォーマット-第92001部: 符号化規則
- HS011 医療におけるデジタル画像と通信(DICOM)
- ・HS012 JAHIS臨床検査データ交換規約



どういうことか?



- 厚生労働省標準規格とは (先の通知からの引用)
 - ▶ 厚生労働省標準規格の実装は、情報が必要時に利用可能であることを確保する観点から有用であり、地域医療連携や医療安全に資するものである。また、医療機関等において医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上で必須である。
 - ▶ 厚生労働省において実施する医療情報システムに関する 各種施策や補助事業等においては、厚生労働省標準規格の 実装を踏まえたものとする。
 - ▶ 医療機関等に対し、その実装を何ら強制するものではないが、 実装によるメリットを十分考慮することを求めるものである。

PDIの実装や運用の問題点

- 問題点1:DICOMとIHE/PDIの仕様を満たさない事例
 - ▶フォルダ構成や必要なファイルの格納形式が異常
- 問題点2:DICOMの実装に不備・違反
 - ➤ カスタマイズという名の施設毎のDICOM環境の実装の違反
 - ▶ 施設間で情報のやり取りをした時に顕在化
- 問題点3:運用上の問題
 - ➤ 膨大な量の画像(CTのスライス3000枚など)
 - ▶メディアラベルに患者情報等の表記なし





「患者に渡す医用画像CDについての合意事項」

日本医学放射線学会、日本放射線技術学会、日本画像医療システム工業会、 保健福祉医療情報システム工業会、日本IHE協会、日本医療情報学会

http://www.jsrt.or.jp/97mi/kakunou/pdi.pdf

以下の事項を満たすものが望ましい。

- 1. オートスタートを避ける。
- 2. DICOM 違反のタグを含まない。
- 3. 1CD に1患者 ID とする。また、1CD に数スタディ程度とする。
- 4. IHE PDI(Portable Data for Images)準拠であること。
- 5. 受け取り側の状況を考慮し、大量の画像枚数となることを避ける。
- 6. SS-MIX で示されている、あるいは IHE PDI で示されているファイル(DICOMDIR, DICOM 画像、
- HL7 ファイルなど)以外のファイル(PDF、単体の JPEG、テキスト、表計算など)は、別ディスクとす
- るか、あるいは同一 CD に入れる場合は、PDI の示すとおり、Other files/folders のところに入れ、
- そのことをディスク面あるいは README.TXT に明記すること。





PDIチェックツール



● PDIの運用上の問題を軽減する為に、日本IHE協会が 提供するツール

- CD-Rの内容をチェックし、レポートを生成する
 - ▶ 一次ツール:物理規格チェックと全体容量表示
 - ➤ 二次ツール: DICOM規格チェックと検査単位容量表示
 - ➤ 三次ツール: DICOMデータエレメントのチェック
- CD-Rの内容の生成時と参照時のチェック



一次チェック結果レポートに参

PDIチェック 結果レポート

物理規格チェックと全体容量表示

基本情報

チェック医療機関	チェック日時	メディア作成日時	チェック結果
テストクリニック	2011/04/03 14:25	2011/03/17 17:25	ワーニング

画像情報(トータル)

患者数	検査教	シリーズ教	画像枚敖	画像ファイル サイズ(MB)	サイズランク
1	3	10	1241	608.9	ヘビー級

チェック結果

1. メディア格納ルールのチェック

項番	チェック内容	結果
1	ISO9660 Level-1: ディレクトリおよびファイル名が適切であること	ワーニング

2. DICOMDIRのチェック

項番	チェック内容	結果
1	DICOMDIRファイルがルートに存在すること	パス
2	DICOMDIRがDICOM形式であること	バス
3	患者[PATIENT]情報の必須タグが存在すること	バス
4	検査[STUDY]情報の必須タグが存在すること	バス
5	シリーズ[SERIES]情報の必須タグが存在すること	バス
6	画像[IMAGE]情報の必須タグが存在しファイル名が適切であること	バス
7	参照先となるルート 直下のディレクトリが 複数存在しないこと	バス

3. DICOMコンテンツのチェック

項番	チェック内容	結果
1	DICOMDIRの参照先として示されるDICOMファイルが存在すること	パス
2	ファイル名に拡張子が設定されていないこと	パス
3	DICOM形式のファイルであること	パス
4	DICOMファイル格納ディレクトリ内にDICOMDIRに記述されていないファイルが存在しないこと	バス

4. 他のコンテンツのチェック

項番	チェック内容	結果
1	DICOMDIRの参照先として示されるディレクトリ以外にDICOMファイルが存在しないこと	パス

p in Tokyo Oct.8, **2**911



二次チェック結果レポートに参考

PDIチェック 画像情報

DICOM規格チェックと 検査単位容量表示

画像情報

1.トータル

患者数	検査数	画像枚数	画像ファイル サイズ(MB)	サイズランク
1	3	1241	608.9	ヘビー級

2. 患者・検査・シリーズサマリー

患者名	検査日 (Id)	モダリティ	シリーズNo	画像枚数	画像ファイル サイズ(MB)
### (###)	2009/03/13 (ID:93)	CT	2	80枚	40.2
### (###)	2009/03/13 (ID:93)	CT	3	494枚	248.1
### (###)	2009/03/13 (ID:93)	CT	4	80枚	40.2
### (###)	2009/03/13 (ID:93)	CT	5	494枚	248.1
### (###)	2009/02/18 (ID:133)	CT	1	2枚	1.0
### (###)	2009/02/18 (ID:133)	CT	2	43枚	21.6
### (###)	2009/02/25 (ID:10275)	MR	4	12枚	2.4
### (###)	2009/02/25 (ID:10275)	MR	5	12枚	2.4
### (###)	2009/02/25 (ID:10275)	MR	9	12枚	2.4
### (###)	2009/02/25 (ID:10275)	MR	10	12枚	2.4

IHEオプションディレクトリ情報

ディレクトリ名	ファイル数	ファイルサイズ(MB)
IHE_PDI	2,533	57.1

その他ディレクトリ情報

ディレクトリ名	ファイル数	ファイルサイズ(MB)
AAA456BB	2	0.0
EXT12345	2	0.0
JRCE_PDI	53	7.6
XXX456YY	3	0.0
4	4	0.0
	0	0.0



p in Tokyo Oct.8, **2**011

三次チェック結果レポートに参考

PDI三次チェック結果レポート

DICOMデータエレメント のチェック

基本情報

チェック医療機関	チェック日時	チェック結果
IHB病院	2011/05/27 16:58:12	エラー

患者名	検査日	モダリティ	シリーズNo
AOI SURUGA	2011/03/02	CT	1
ファイル	, ID	ファイルサイズ (ヘッダー)	タグ数
IMAGE\S001N\I0001		514 KB (2 KB)	96
転送構	文	SOPクラス	
1.2.840.10008.1.2.1 (Explicit VR Little Endian)		1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 (CT Image Storage)	

チェック結果

1. DICOMファイルの読み取り(エレメント数、サイズ取得など)

チェック結果 バス

2. 文字コードの使用と内容が適切か

IR6使用	IR13使用	IR87使用	IR100使用	IR159使用
なし:ok	なし:OK	ない: ok	あり: ok	ない: ok

3. プライベートタグの存在と内容が適切か

チェック結果 パス 存在 なし

4. タグが昇順に並んでいるか

チェック結果 バス

5. タグが重複していないか

チェック結果 バス

6. IODモジュールの存在と内容が適切か



モジュール	存在	チェック結果
Patient	あり	バス
Clinical Trial Subject	なし	バス
C156-4	お月	T

op in Tokyo Oct.8, **2**011

PDIチェックツールの利用形態

医療施設 A











PDIチェッ

PDIチェックツールにて内容を 検証しているので他施設に 安心して渡すことができる

PDIチェック結果レポートを見て安心し て自施設のアプリで参照できる 受け取り側でもPDIチェックツールを 利用することで問題がないことを把握 し、問題があった場合もすみやかに 対処することができる

IHE/PDL のまとめ




- 可搬媒体(CD-R)でDICOM情報を受け渡す手段
 - ▶ DICOM規格を元に、運用を考慮し、追加事項がある

IHE/PDI = DICOM + Web Option + 非DICOM情報 + Viewer

- 実装と運用で問題はある
 - ▶ 問題を軽減する為に、関係する学会と工業会で合意事項
 - ▶ 日本IHE協会からPDIチェックツールの提供
- DICOM情報を施設間で移動させる可搬媒体の手段では技術面と運用面と利用環境面での考慮も成されており、PDIは相互運用性を担保する当面の唯一の手段である



SS-MIX





SS-MIXとは

● 厚生労働省電子的診療情報交換推進事業

- Standardized Structured Medical record Information eXchange
- ▶ 規模を問わず全ての医療機関を対象とした医療情報の交換 ・医療情報の共有による医療の質の向上を目的

●「標準化ストレージ」

- ▶ 様々なシステムからの情報を標準形式で蓄積する仕組み
- 蓄積された情報は診療情報提供書等に活用できる

SS-MIX普及推進コンソーシアム


- パッケージソフトウェアの開発、ドキュメントの整備
- ▶ 各ベンダーによるシステムの開発と普及促進
- http://www.hci-bc.com/ss-mix/index.html



標準化ストレージ




SS-MIXは、医療機関が既に有しているシステムを活かし、標準的な情報の交換が可能になる仕組み「標準化ストレージ」を提供する。標準化ストレージに蓄積された標準形式の診療情報は、診療情報提供書作成など様々なアプリケーションで活用可能である。





シ療情報提供書CD参照機能とご



- ① 紹介状を作成した年月日
- ② 紹介先・紹介元の情報
- ③ 患者の基本情報
- ④ 患者の診療情報など紹介状の内容

【処方履歴】では、処方箋の内容の表示 【検査結果歴】では、臨床検査の内容の表示 【画像参照】では、放射線検査の内容の表示




標準化ストレージが狙うところ

- 医療情報の継続性の担保
 - 異なるベンダ間のシステム更新時の継続的なデータ蓄積
- マルチベンダシステム間の情報共有
 - ▶ 統一的な手法で患者基本情報他を共有可能
- システム障害時のバックアップ
 - 過去の診療情報参照手段
- データニ次利用
 - ▶複数施設において統一的手法で解析、比較が可能
- 地域医療連携における診療情報レポジトリ



診療データレポジトリと標準化ストレージ



診療データレポジトリ



標準化ストレージを活用した地域連携

各医療機関の標準化ストレージを参照することにより、 診療情報の連携や共有を実現することが出来る







SS-MIXのまとめ



- 施設の規模や既設環境を考慮した仕組み
 - ▶ 電子カルテやその保管情報(DB構造)の標準化はしない
 - ▶ その代わりに、電子カルテ情報を標準形式で出力する
- ●「標準化ストレージ」に標準形式で診療情報を格納する
- ●「標準化ストレージ」の情報から様々なサービスを
 - > 診療情報提供書
 - 各種アプリケーション
 - ▶ 診療情報レポジトリとして、施設間連携で活用



本日の内容

IHE/PDI

- Portable Data for Imaging
- ▶ DICOM画像などをCDなど可搬媒体に入れるルール
- ▶ キーワード: 技術的・運用上の課題、合意事項、チェックツール

SS-MIX

- Standardized Structured Medical record Information eXchange
- **▶**「厚生労働省電子的診療情報交換推進事業」
- ▶ 医療情報の電子化・標準化に向けた啓発活動の一環として、 具体化したパッケージウェアの普及を行う
- ▶ キーワード:標準化ストレージ





WWW.IHE-J.ORG